

PeHaVisco® Plus 2.4%

HPMC 2,4%

Solution
Viscoélastique
Pour Utilisation
Intraoculaire



Ne nécessite pas de réfrigération

Sans conservateur

Non inflammatoire et sans réaction immunitaire

Seringue de 2 ml, canule 23g

Composition

Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC)	24,00 mg
Chlorure de sodium	6,40 mg
Chlorure de potassium	0,75 mg
Chlorure de calcium	0,48 mg
Chlorure de magnésium	0,30 mg
Acétate de sodium	3,90 mg
Citrate de sodium	1,70 mg
HCl ou NaOH	
Eau pour injection	

PeHaVisco 2,4% est un produit viscoélastique utilisé dans la chirurgie oculaire de chambre antérieure et particulièrement, dans la chirurgie de la cataracte et de la rétine.

C'est un dispositif médical "intra-GHS" de classe IIb fabriqué par Albomed

Veillez lire attentivement la notice avant toute utilisation



Fiche technique mise à jour en septembre 2013



3 rue Alain Bombard, 44821 Saint Herblain cedex FRANCE

Tél. 33 (0)2 51 78 90 90 - Fax 33 (0)2 40 59 00 15

www.medicare-htm.com

