


Asqelio™



Lentille
Hydrophobe
Asphérique



Spécifications techniques

Matériau	Acrylique hydrophobe avec absorbeur d'UV
Structure	Monobloc
Ø optique (mm)	6.0
Ø total (mm)	13.0
ACD théorique*	5.51
Constante A	Nominale : 118.7, SRK II : 119.2, SRK/T : 118.9, sf : 1.75 HAIGIS : [a ₀ : 1.32, a ₁ : 0.400, a ₂ : 0.100]
Angulation	0°
Indice de réfraction	1.5
Taille d'incision minimale (mm)	2.2
Gamme dioptrique	de 10.0 à 30.0 D (de 15 à 25 par 0.5D)

* L'ACD théorique est estimée et il est recommandé aux chirurgiens d'utiliser leur propre valeur basée sur leur expérience

Pour l'injection, utilisation recommandée des injecteurs Ioli™ (LIOLI-22 ou LIOLI-24)

Asqelio™ est une lentille intraoculaire destinée, après extraction capsulaire du cristallin, à une implantation dans la chambre postérieure de patients atteints de cataracte
C'est un dispositif médical "intra-GHS" de classe IIb fabriqué par AST Products, Inc
Veuillez lire attentivement la notice avant toute utilisation



Fiche technique mise à jour en mars 2018



3 rue Alain Bombard, 44821 Saint Herblain cedex FRANCE
Tél. 33 (0)2 51 78 90 90 - Fax 33 (0)2 40 59 00 15

www.medicare-htm.com

