


CTR 12



Anneau de Tension Capsulaire



Spécifications techniques

Matériau	PMMA (PolyMéthylMéthAcrylate)
Structure	Monobloc
Ø (mm)	12.0
Stérilisation	Oxyde d'Ethylene
Disponible	en bleu (CTR blue) et en clair (CTR clr)

Indications

- Pour l'élargissement circulaire du sac capsulaire
- Pour prévenir la luxation des lentilles intraoculaires
- Pour stabiliser la capsule en cas de zonule déficiente ou absente
- Pour stabiliser la capsule en cas de myopie sévère

CTR12 est un anneau de de tension capsulaire conçu pour être utilisé en combinaison avec une lentille intraoculaire pour la correction chirurgicale d'un oeil aphaque après une extraction extracapsulaire du cristallin cataracté.

C'est un dispositif médical "intra-GHS" de classe IIb fabriqué par EyeKon Medical Inc
Veuillez lire attentivement la notice avant toute utilisation

CE 0086



Fiche technique mise à jour en janvier 2015



3 rue Alain Bombard, 44821 Saint Herblain cedex FRANCE
Tél. 33 (0)2 51 78 90 90 - Fax 33 (0)2 40 59 00 15

www.medicare-htm.com

