


# AVANSEE™ Preset

Lentilles  
Hydrophobes  
Asphériques  
Préchargées  
3 Pièces



## Spécifications techniques

Modèle	PN6AS	PU6AS
Couleur	Jaune	Clair
Matériau	Optique : Acrylique Hydrophobe Haptiques : Polyvinylidene fluoride (PVDF), bleues	
Type d'optique	Optique biconvexe	
∅ optique (mm)	6,0	
∅ total (mm)	13,0	
Constante A (ultrasons)	118,7	
Profondeur chambre antérieure	pACD 5,64	
Constantes A (optiques)	HAIGIS : [ $a_0$ : 1,57 - $a_1$ : 0,40 - $a_2$ : 0,10 ], HOLLADAY 1 SF : 1,85, SRK-T : 119,0; SRK-II : 119,3	
Angulation	5°	
Indice de réfraction	1,519 (35°C)	
Taille d'incision recommandée (mm)	2,4 (à la sclère)	
Gamme dioptrique	de +6,0 à 30,0 D (par 0,5 D de +10 à +26 D, par 1 D sinon)	

Les lentilles Avanseé Preset modèle PN6AS et PU6AS sont des lentilles intraoculaires destinées, après extraction capsulaire du cristallin, à une implantation dans la chambre postérieure de patients atteints de cataracte. Ce sont des dispositifs médicaux "intra-GHS" de classe IIb fabriqués par KOWA Company Ltd. Veuillez lire attentivement la notice avant toute utilisation.



Fiche technique mise à jour en mars 2019



3 rue Alain Bombard, 44821 Saint Herblain cedex FRANCE  
Tél. 33 (0)2 51 78 90 90 - Fax 33 (0)2 40 59 00 15  
[www.medicare-htm.com](http://www.medicare-htm.com)

