

Vistazo préchargé Nouveau design

Lentilles
Hydrophiles
Asphériques
Préchargées



Spécifications techniques

Matériau	Acrylique hydrophile (HA 25%)
Structure	Monobloc
Ø optique (mm)	6.0
Ø total (mm)	11.0
ACD théorique*	5.1
Constante A*	Nominale : 118.2
<i>biométrie ultrasons</i>	SRK II 118.0, SRK/T 118.0, pACD 4.97, [a ₀ 1.277, a ₁ 0.4, a ₂ 0.1], sf 1.22
<i>biométrie optique</i>	SRK II 118.15, SRK/T 118.4, pACD 5.082, [a ₀ 0.779, a ₁ 0.4, a ₂ 0.1], sf 1.23
Angulation	5°
Indice de réfraction	1.49
Taille d'incision minimale (mm)	1.8
Gamme dioptrique	de 15.0 à 27.0 D (par 0.5)
Système d'injection	Accuject Pro 1.8

* La constante A et l'ACD théorique sont estimées et ne sont pas basées sur des données cliniques

La lentille Vistazo QL160110CR5A est une lentille intraoculaire destinée, après extraction capsulaire du cristallin, à une implantation dans la chambre postérieure de patients atteints de cataracte. C'est un dispositif médical "intra-GHS" de classe IIb fabriqués par Ophthalmic Solution Inc. Veuillez lire attentivement la notice avant toute utilisation

CE 0434

OPHTHALMIC
SOLUTION, INC.

Fiche technique mise à jour en juin 2022

afao
ISO 9001
Qualité
AFNOR CERTIFICATION

3 rue Alain Bombard, 44821 Saint Herblain cedex FRANCE
Tél. 33 (0)2 51 78 90 90 - Fax 33 (0)2 40 59 00 15
www.medicare-htm.com


MEDICARE HTM