

# Vistazo préchargé

Nouveau design

Lentilles  
Hydrophiles  
Asphériques  
Préchargées



## Spécifications techniques

Matériau	Acrylique hydrophile (HA 25%) - Filtre jaune naturel
Structure	Monobloc
Ø optique (mm)	6.0
Ø total (mm)	11.0
ACD théorique*	5.1
Constante A*	Nominale : 118.2
<i>biométrie ultrasons</i>	SRK II 118.0, SRK/T 118.0, pACD 4.97, [a <sub>0</sub> 1.277, a <sub>1</sub> 0.4, a <sub>2</sub> 0.1 ], sf 1.22
<i>biométrie optique</i>	SRK II 118.15, SRK/T 118.4, pACD 5.082, [a <sub>0</sub> 0.779, a <sub>1</sub> 0.4, a <sub>2</sub> 0.1 ], sf 1.23
Angulation	5°
Indice de réfraction	1.49
Taille d'incision minimale (mm)	1.8
Gamme dioptrique	de 10.0 à 30.0 D (par 0.5)
Système d'injection	Accuject Pro 1.8

\* La constante A et l'ACD théorique sont estimées et ne sont pas basées sur des données cliniques

La lentille Vistazo QL160110NY5A est une lentille intraoculaire destinée, après extraction capsulaire du cristallin, à une implantation dans la chambre postérieure de patients atteints de cataracte. C'est un dispositif médical "intra-GHS" de classe IIb fabriqués par Ophthalmic Solution Inc. Veuillez lire attentivement la notice avant toute utilisation

CE 0434

OPHTHALMIC  
SOLUTION, INC.

Fiche technique mise à jour en janvier 2023



3 rue Alain Bombard, 44821 Saint Herblain cedex FRANCE  
Tél. 33 (0)2 51 78 90 90 - Fax 33 (0)2 40 59 00 15  
[www.medicare-htm.com](http://www.medicare-htm.com)

