

MicroREC

Custom Surgical®



Votre microscope, mais plus intelligent.

customsurgical.co

 customsurgical

 customsurgical1

 customsurgical

 customsurgical

Pourquoi vous avez
besoin d'un


MicroREC

MicroREC est un système optique qui connecte l'appareil photo de votre smartphone à votre microscope ou lampe à fente. Voici quelques raisons d'avoir un MicroREC:



Éducation du patient

Les patients peuvent voir des images et des vidéos de leur état, ce qui améliore leur compréhension de leur santé et des options de traitement. Cela peut entraîner une amélioration des résultats de santé.



Gestion des données

Il est facile d'archiver, de partager et de récupérer des images médicales de haute qualité et des informations à tout moment sur votre propre smartphone avec l'application MicroREC, que ce soit pour des raisons légales, informatives ou éducatives.



Télémédecine

Elle permet des consultations à distance avec des patients du monde entier, améliorant considérablement l'accès aux soins.

COMPACT

S'adapte à votre sac ou
votre sac à main.

INSTALLATION RAPIDE

Pas besoin d'ingénieurs. Vous
pouvez le fixer en moins d'une
minute.

RESTEZ TOUJOURS À JOUR ET ENREGISTREZ JUSQU'À 4K.

Avec l'aide de votre téléphone,
vous serez toujours à jour avec la
meilleure technologie possible pour
l'enregistrement vidéo.

COMPATIBILITÉ ÉLEVÉE


MicroREC est compatible avec 90 %
des microscopes, la plupart des lampes
à fente et tous les smartphones
disponibles sur le marché.

ÉCONOMISEZ DE L'ARGENT

MicroREC est une manière
économique d'obtenir des vidéos
et des images de la meilleure
qualité.

Aussi simple que cela !

Microscope



Micr®REC



Smartphone



Appel vidéo.



Écran.



Partager.

[Cliquez ici pour voir comment attacher le MicroREC.](#)



<https://www.youtube.com/watch?v=-XW2yLo0mpw>

[Cliquez ici pour voir comment attacher le MicroREC avec un diviseur de faisceau \(Beam Splitter\).](#)




<https://www.youtube.com/watch?v=kVpP7oOliDE>

Vérifiez également

MicroREC Connect

Votre
plateforme de
gestion des
données pour
les images
médicales.



Accès multi-appareils

Accédez à vos images de microscopie depuis tous vos appareils. Que vous soyez à l'hôpital ou à la maison, elles sont toujours à portée de main.



Stockage sécurisé

Vos images sont conservées en toute sécurité. De plus, Connect vous offre une copie de sauvegarde au cas où votre téléphone serait endommagé, perdu ou volé.

Spécifications matérielles

Poids	Longueur max	Longueur min
560 g	270 mm	150 mm

Longueur Max	Longueur Min	Profondeur
110 mm	55 mm	100 mm

Compatibilité

MicroREC est compatible avec 90 % des microscopes, des lampes à fente et avec tous les smartphones disponibles sur le marché. Pour vérifier la compatibilité de votre appareil, veuillez visiter <https://customsurgical.co/compatibility/>

Contact - Distributeur officiel



MEDICARE HTM

commande@medicare-htm.com

02 51 78 90 90

Find us on social media:



customsurgical



customsurgical



customsurgical



customsurgical



customsurgical1